

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpn1 Para Wb, Elisa - Q9Hcn4

Número de artículo: CM0014243

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GPN1 humano (XAB1/MBDIN). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios sobre el ensamblaje de la ARN polimerasa II y la importación nuclear.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GPN1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen          | 11321                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-374 de GPN1 humano (NP_009197.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                             |
| SWISS               | Q9HCN4                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 42 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |