

Anticuerpo Policlonal Anti-Grasp65 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Número de artículo: CM0029243



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRASP65 humano (GORASP1, GOLPH5), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta una proteína de apilamiento del Golgi de 46 kDa implicada en la formación del cinta del Golgi, la mitosis y el acoplamiento de vesículas. Ideal para estudios de apoptosis y tráfico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRASP65 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64689
ID de Gen	64689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 221-440 del GRASP65 humano (NP_114105.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQQ3
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo