

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Grm5 Para Wb, If-P, Elisa - P41594

Número de artículo: CM0024741



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de glutamato metabotrópico 5 humano (GRM5/mGlu5). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	GRM5 pAb Conejo
Observaciones/Alias	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
Especie	Humano
GeneID	2915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 870-1070 de GRM5 humano (NP_001137303.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41594
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo