


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsk3B Para Wb, Ip, If-P, Elisa - P49841

Número de artículo: CM0005734



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante contra GSK3 β validado para WB, IP, IF-P y ELISA. Reconoce GSK3 β de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre señalización Wnt, resistencia a la insulina y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] GSK3 β mAb de conejo
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2932
ID del Gen	2932
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 de la GSK3 β humana (NP_001139628.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49841
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo