


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gst3/Gstp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

Número de artículo: CM0003718



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GSTP1 humano (GST3/GSTP1), validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de ~23kDa. Ideal para investigación en desintoxicación, ferroptosis y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo GST3/GSTP1
Observaciones/Alias	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2950
GeneID	2950
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09211
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo