


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gst3/Gstp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09211

Número de artículo: CM0024856



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana GST3/GSTP1, una enzima clave en la conjugación de glutatión y la regulación de la ferroptosis. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón. Ideal para estudios sobre estrés oxidativo y metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GST3/GSTP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEE53; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Especie	Humano
ID del gen	2950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de GST3/GST3/GSTP1 humano (NP_000843.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09211
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo