

Anticuerpo Policlonal Anti-Gsto1 Para Wb Y Elisa - P78417

Número de artículo: CM0016756



Introducción

GSTO1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal generado contra GSTO1 humano recombinante (aa 1-241). Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. Ideal para investigación del metabolismo del arsénico y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTO1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Especie	Humano
GeneID	9446
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-241 de GSTO1 humano (NP_004823.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78417
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo