


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf2A1 Para Wb Y Elisa - P52655

Número de artículo: CM0025831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GTF2A1 humano (subunidad 1 de TFIIA) para Western blot y ELISA. Detecta una proteína nuclear de 42 kDa involucrada en el complejo de iniciación de transcripción de la ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de GTF2A1 humano (NP_056943.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P52655
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo