

Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf3C6 Para Wb, Elisa - Q969F1

Número de artículo: CM0016989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GTF3C6 humano (TFIIIC35, 24kDa) para aplicaciones de WB, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Herramienta esencial para la investigación de la transcripción de la ARN polimerasa III y el complejo TFIIIC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF3C6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	112495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-213 del GTF3C6 humano (NP_612417.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q969F1
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo