


Anticuerpo Policlonal Anti-Gtse1 Para Wb Y Elisa - Q9Nyz3

Número de artículo: CM0017444



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GTSE1 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido contra un regulador del ciclo celular implicado en la detención en G2/M.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTSE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B99; GTSE1
Especie	Humano
GeneID (humano)	51512
GeneID	51512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-290 de GTSE1 humano (NP_057510.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NYZ3
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo