


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gypb Para Wb, Elisa - P06028

Número de artículo: CM0028424



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Glicoforina-B humana (GYPB, CD235b), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos y ratones. Ideal para estudios de membrana eritrocitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GYPB
Observaciones/Alias	SS, GPB, GYP, MNS, GYPA, PAS-3, CD235b, GYPB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2994
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-91 de GYPB humano (NP_002091.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06028
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo