


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gzma Para Wb, If/Icc, Elisa - P12544

Número de artículo: CM0028684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GZMA humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la granzima A, una serina proteasa implicada en la piroptosis y la citotoxicidad de células CTL/NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GZMA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HFSP; CTLA3; GZMA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3001
GeneID	3001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-262 de GZMA humana (NP_006135.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12544
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo