


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hba2 Para Wb, If-P, Elisa - P69905

Número de artículo: CM0029207



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-HBA2 está validado para WB, IF-P y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad alfa de la hemoglobina para la investigación del transporte de oxígeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HBA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HBH; ECTY7; HBA-T2; HBA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3040
GeneID	3040
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P69905
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo