

Anticuerpo Policlonal Anti-Hcls1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14317

Número de artículo: CM0024423

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HCLS1 humano (HS1, p75), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de señalización del receptor de antígeno y linaje hematopoyético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HCLS1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HS1; p75; CTTNL; IckBP1; HCLS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3059
ID del Gen	3059
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de HCLS1 humano (NP_005326.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14317
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo