

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcrt Para Wb, Elisa - O43612

Número de artículo: CM0027092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HCRT humano (precursor de orexina), adecuado para Western blot y ELISA. Validado en especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la regulación del ciclo sueño-vigilia y el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-HCRT
Observaciones/Alias	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3060
ID de gen	3060
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 34-66 de HCRT humano (NP_001515.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43612
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo