

Anticuerpo Policlonico Anti-Hdac1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13547

Número de artículo: CM0013561



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo validado por KD dirigido a HDAC1. Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacción cruzada con humano, ratón y rata. Una herramienta fiable para estudios de epigenética y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] HDAC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3065
GeneID	3065
Inmunógeno	Péptido sintético Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 393-482 de la HDAC1 humana (NP_004955.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13547
Peso Proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo