


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac2 Para Wb, Elisa - Q92769

Número de artículo: CM0003936



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la HDAC2 humana, apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3066
ID de gen	3066
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la HDAC2 humana (NP_001518.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92769
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo