

Anticuerpo Policlonal Anti-Hdac4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56524

Número de artículo: CM0013964



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HDAC4 humano (SWISS: P56524). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación epigenética y del cáncer. Peso proteico: 119 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-HDAC4
Observaciones/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Especie	Humana
ID del gen (humano)	9759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 451-650 de HDAC4 humano (NP_006028.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P56524
Peso proteico	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo