

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hel308 Para Wb Y Elisa - Q8Tdg4

Número de artículo: CM0015364

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la helicasa HEL308 humana para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de reparación de roturas de doble hebra de ADN, unión de extremos mediada por microhomología y la vía RAD51.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEL308 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEL308
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	113510
ID de Gen	113510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del HEL308 humano (NP_598375.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDG4
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo