

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Her2/ErbB2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04626

Número de artículo: CM0021800



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HER2/ErbB2 (receptor tirosina quinasa), validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación oncológica y aplicaciones de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | HER2/ErbB2 Conejo pAb                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2           |
| Especie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 2064                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1156-1255 de HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                      |
| SWISS               | P04626                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 138kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                           |