


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hexim1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O94992

Número de artículo: CM0028492



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a HEXIM1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en regulación transcripcional e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HEXIM1
Observaciones/Alias	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10614
ID del Gen	10614
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-359 de HEXIM1 humano (NP_006451.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94992
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo