

Anticuerpo Policlonal Anti-Hgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14210

Número de artículo: CM0014023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HGF humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación del crecimiento de hepatocitos y señalización MET.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HGF Conejo pAb
Observaciones/Alias	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFN839; HGF
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3082
ID del Gen	3082
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14210
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo