

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hhla2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Um44

Número de artículo: CM0013523

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HHLA2 de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta la HHLA2 humana, un ligando coestimulador de células T, ideal para la investigación en inmunooncología y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo HHLA2
Observaciones/Alias	B7y; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11148
GeneID	11148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-200 de la HHLA2 humana (NP_009003.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UM44
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo