


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hif3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2N7

Número de artículo: CM0023804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIF3A (factor inducible por hipoxia 3-alfa) para Western blot, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para investigación sobre hipoxia y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HIF3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	64344
ID de gen	64344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de HIF3A humana (NP_690008.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2N7
Peso proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo