


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hipocalcina (Hpca) Para Wb, Elisa - P84074

Número de artículo: CM0002286



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Hipocalcina humana (HPCA), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y estudios de señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Hipocalcina (HPCA) mAb de conejo
Observaciones/Alias	BDR2; DYT2; Hipocalcina (HPCA)
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	3208
ID del gen	3208
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Hipocalcina humana (HPCA) (P84074)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84074
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo