


Anticuerpo Policlonal Anti-Hira Para Wb Y Elisa - P54198

Número de artículo: CM0017907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIRA humana (TUP1/DGCR1), un factor de ensamblaje de cromatina y represor transcripcional. Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación en epigenética, ciclo celular y senescencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HIRA Conejo pAb
Observaciones/Alias	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Especie	Humano
GeneID (humano)	7290
GeneID	7290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-550 de HIRA humana (NP_003316.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54198
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo