


Polymab® Policlonal De Conejo Anti-Histona H4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P62805

Número de artículo: CM0003549



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo (PolymAb®) contra la Histona H4 humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Detecta la proteína central del nucleosoma de 11 kDa para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PolymAb® de Conejo contra Histona H4
Observaciones/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8359
ID de Gen	8359
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Histona H4 humana (NP_003529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62805
Peso de la Proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo