

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hjurp Para Wb Y Elisa - Q8Ncd3

Número de artículo: CM0022804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HJURP para muestras humanas, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Esencial para la investigación en biología del centrómero y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HJURP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55355
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de HJURP humano (NP_060880.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8NCD3
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo