

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hn1 Para Wb, Elisa - Q9Uk76

Número de artículo: CM0006900

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HN1 humano (JPT1), adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce una proteína de 16 kDa implicada en la regulación del ciclo celular, la adhesión y la señalización del receptor de andrógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HN1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HN1; ARM2; HN1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	51155
GeneID	51155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-154 de HN1 humano (NP_057269.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UK76
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo