

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrrnp A2B1 [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Número de artículo: CM0008190



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-hnRNP A2B1, validado por KD, para Western blot, IHC, IF y ELISA. Detecta hnRNP A2B1 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno peptídico; 37 kDa. Ideal para investigación en procesamiento de ARN e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo hnRNP A2B1 [Validado por KD]
Observaciones/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3181
GeneID	3181
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 151-250 de la proteína HNRNPA2B1 humana (NP_112533.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22626
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo