

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

Número de artículo: CM0017171



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra hnRNP E1/PCBP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Se dirige a una proteína de unión a ácidos nucleicos monocatenarios implicada en el procesamiento del ARN y la replicación viral. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5093
GeneID	5093
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 100 y 200 de hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 humano (NP_006187.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15365
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo