


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrrp Q/Syncrip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60506

Número de artículo: CM0012011



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra hnRNP Q/SYCRIP humano (SWISS: O60506). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo del ARN y el control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hnRNP Q/SYCRIP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYCRIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10492
GeneID	10492
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 524-623 del hnRNP Q/SYCRIP humano (O60506)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60506
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo