


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14103

Número de artículo: CM0022908



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HNRNPd humano (AUF1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Clave para estudiar la degradación de ARNm mediada por elementos ricos en AU y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPd Conejo pAb
Observaciones/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Especie	Humano
ID del Gen	3184 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 de HNRNPd humano (NP_002129.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14103
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo