


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hoxa13 Para Wb Y Elisa - P31271

Número de artículo: CM0025827



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-HOXA13 validado para WB y ELISA, detectando HOXA13 humano con reactividad cruzada a ratón y rata, facilitando la investigación sobre factores de transcripción del desarrollo e identidad posicional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXA13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3209
GeneID	3209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-320 del HOXA13 humano (NP_000513.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P31271
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo