

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hoxb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14653

Número de artículo: CM0027547



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HOXB1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología del desarrollo y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXB1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3211
ID de Gen	3211
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14653
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo