

Anticuerpo Policlonal Anti-Hoxd8 Para Wb, Elisa - P13378

Número de artículo: CM0022688

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HOXD8, un factor de transcripción homeobox crucial para la organización antero-posterior. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HOXD8 pAb de conejo
Anotaciones/Alias	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
Especie	Humano
GeneID (humano)	3234
GeneID	3234
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200 y el extremo C de HOXD8 humano (NP_001186675.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13378
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo