


Anticuerpo Policlonal Anti-Hp1 Alfa/Cbx5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45973

Número de artículo: CM0015781



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HP1 alfa/CBX5 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la HP1 alfa humana y de ratón, una homóloga de la proteína 1 de heterocromatina involucrada en la represión epigenética y la formación del cinetocoro. Ideal para investigación en cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HP1 alfa/CBX5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HP1; HP1A; HEL25; X5
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	23468
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la HP1 alfa/CBX5 humana (NP_001120794.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P45973
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo