

Anticuerpo Policlonal Anti-Hr Para Wb Y Elisa - 043593

Número de artículo: CM0013745

Introducción

Inmunógeno de proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 200-480 de HR humano. Anticuerpo policlonal de conejo anti-HR validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la desmetilación de histonas y la biología del cabello.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-HR
Observaciones/alias	AU; MUHH; ALUNC; HYPT4; MUHH1; HSA277165; HR
Especie	Humano
GeneID (humano)	55806
GeneID	55806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-480 de HR humano (NP_005135.2).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43593
Peso molecular de la proteína	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo