


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00613

Número de artículo: CM0019642



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HSF1 validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos y ratones. Factor de transcripción inducible por estrés, fundamental en la respuesta al choque térmico. Adecuado para investigación en cáncer, biología del estrés y latencia del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-HSF1
Observaciones/Alias	HSF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3297
GeneID	3297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 367-529 de HSF1 humano (NP_005517.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00613
Peso de la proteína	52 kDa / 57 kDa
Envío	Bolsa de hielo