


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00613

Número de artículo: CM0015415



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a HSF1 (HSTF1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Útil para investigación de respuesta al estrés y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSTF1; HSF1
Especie	Humano
ID del Gen	3297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-529 de HSF1 humano (NP_005517.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo