


Anticuerpo Policlonal Anti-Hsp90A Para Wb, If/Icc, Elisa - P07900

Número de artículo: CM0013987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Hsp90α validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido contra la proteína de choque térmico HSP 90-alfa, una chaperona molecular implicada en el control del ciclo celular y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Hsp90α Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
Especie	Humana
GeneID (humano)	3320
GeneID	3320
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P07900
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo