


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp90A/B Para Wb, Elisa - P07900 / P08238

Número de artículo: CM0010290



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Hsp90α/β humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación de chaperonas, transducción de señales y estudios de importación mitocondrial. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata, mono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hsp90α/β Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90α/β
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3320/3326
ID de Gen	3320/3326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 533-732 de Hsp90α humana (P07900)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P07900/P08238
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo