


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp90B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Número de artículo: CM0006425



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Hsp90β validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y arroz. Ideal para estudios de proteínas de choque térmico y chaperonas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de Conejo Hsp90β                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β                                                                                            |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)               | 3326                                                                                                                                   |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la Hsp90β humana. (NP_031381.2). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata, Arroz                                                                                                             |
| SWISS                         | P08238                                                                                                                                 |
| Peso Molecular de la Proteína | 83kDa                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                         |