

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16082

Número de artículo: CM0024063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HSPB2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-182). Adecuado para investigación de respuesta al estrés y regulación de DMPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HSPB2
Observaciones/Alias	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3316
GeneID	3316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 de HSPB2 humano (NP_001532.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16082
Peso Molecular de la Proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo