


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htr1D Para Wb, Elisa - P28221

Número de artículo: CM0020528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HTR1D humano (receptor de serotonina 1D/5-HT1D). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HTR1D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3352
GeneID	3352
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del HTR1D humano (NP_000855.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28221
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo