


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Albúmina Humana Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Número de artículo: CM0018334



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-albúmina humana de CamelBio está validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Es compatible con investigaciones sobre la función de la albúmina, el transporte de zinc y la unión de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Albúmina, pAb de conejo
Observaciones/alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albúmina
Especie	Humana
GeneID (humano)	213
GeneID	213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-609 de la albúmina humana (NP_000468.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P02768
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo