


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hbg1/2 Humano Para Wb, If-P Y Elisa - P69891 / P69892

Número de artículo: CM0002509



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HBG1/2 humano (cadenas globina gamma-1 y gamma-2). Adecuado para WB, IF-P y ELISA. Ideal para estudios de hemoglobina fetal, investigación de hemoglobinopatías y desarrollo de pruebas IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-HBG1/2 de conejo
Observaciones/Alias	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3047/3048
GeneID	3047/3048
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 68-147 de HBG1 humano (P69891).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P69891/P69892
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo