


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadena Kappa De Ig Humana Para Wb, Elisa - P01834

Número de artículo: CM0003413



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la cadena Kappa de Ig Humana, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Reconoce la región constante de la cadena ligera kappa de inmunoglobulina humana, esencial para estudios de estructura de anticuerpos e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cadena Kappa de Ig Humana mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Cadena Kappa de Ig Humana
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3514
GeneID	3514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la cadena Kappa de Ig Humana (P01834)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo