


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgM Humana (Fc) Para Wb, If/Icc, Fc Y Elisa - P01871

Número de artículo: CM0006386



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la región constante de la cadena pesada de la IgM humana (P01871). Adecuado para aplicaciones de ELISA, WB, IF/ICC y FC. Ideal para estudios de inmunidad humoral, señalización del BCR y función efectora de la IgM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la IgM humana (FC)
Observaciones/alias	MU; VH; AGM1; IgM humana
Especie	Humana
GeneID (humano)	3507
GeneID	3507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01871
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo