

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neurogranina Humana Para Wb, Elisa - Q92686

Número de artículo: CM0024595

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra neurogranina humana (NRGN/RC3) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Proteína de unión a calmodulina implicada en el desarrollo y remodelación sináptica. Adecuada para investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neurogranina Humana pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	RC3; hng; Neurogranina Humana
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4900
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-78 de la Neurogranina Humana (NP_001119653.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92686
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo